


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Tlr4 Pour Wb, If/Icc, Elisa - 000206

Numéro d'article: CM0015266



Introduction

Anticorps Polyclonal de Lapin anti-TLR4 validé pour WB, IF/ICC, ELISA. Réagit avec Humain et Souris. Cible le récepteur Toll-like 4 impliqué dans les réponses immunitaires innées au LPS et aux DAMPs. Convient pour la recherche sur l'inflammation et l'infection.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Description
Nom du Produit	TLR4 Lapin pAb
Remarques/Alias	TOLL; CD284; TLR-4; ARMD10; TLR4
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	7099
ID de Gène	7099
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 27-228 du TLR4 humain (NP_612564.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris
SWISS	O00206
Poids Protéique	96kDa
Expédition	Sac de glace