

Tm4Sf19 Pab De Lapin - Q96Dz7

Numéro d'article: CM0021415

Introduction

Anticorps Polyclonal de Lapin anti-TM4SF19 (OCTM4) pour WB, IF-P, ELISA. Reconnaît le TM4SF19 humain et murin, une protéine membranaire lysosomique de 22 kDa qui régule la V-ATPase et la maturation des ostéoclastes. Adapté à la recherche en immunologie et sur les OS.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	TM4SF19 pAb de Lapin
Remarques / Alias	OCTM4; TM4SF19
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	116211
GeneID	116211
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 50 et 150 du TM4SF19 humain (NP_001191827.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF-P, ELISA
Réactivité croisée	Souris
SWISS	Q96DZ7
Poids de la protéine	22 kDa
Expédition	Sac de glace