

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Tm9Sf1 Pour Wb Et Elisa - O15321

Numéro d'article: CM0025164

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-TM9SF1 pour WB et ELISA, ciblant la protéine transmembranaire TM9SF1 humaine et murine liée à l'autophagie. Idéal pour une utilisation en recherche dans les études sur l'autophagie et les protéines membranaires.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	TM9SF1 Rabbit pAb
Remarques/Alias	MP70 ; HMP70 ; TM9SF1
Espèce	Humain
GeneID	10548
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 28-230 de la protéine TM9SF1 humaine (NP_006396.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	O15321
Poids moléculaire protéique	69 kDa
Expédition	Sac de glace