

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Tmem165 Pour Wb Et Elisa - Q9Hc07

Numéro d'article: CM0022167

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la protéine humaine TMEM165, un antiporteur de cations divalents du Golgi. Validé pour WB et ELISA ; idéal pour la recherche sur les troubles de la glycosylation et le transport ionique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	TMEM165 Rabbit pAb
Remarques / Alias	FT27; GDT1; CDG2K; TPARL; TMPT27; SLC64A1; TMEM165
Espèce	Humaine
GeneID (Humain)	55858
GeneID	55858
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 172-230 de la protéine humaine TMEM165 (NP_060945.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	Q9HC07
Poids de la protéine	35kDa
Expédition	Sac de glace