

## Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Tmem184A Pour Wb Et Elisa - Q6Zmb5

Numéro d'article: CM0030846

### Introduction

L'anticorps polyclonal de lapin anti-TMEM184A, adapté au Western blot et à l'ELISA, détecte la protéine TMEM184A (SDMG1) humaine et présente une réactivité croisée avec la souris et le rat. C'est un récepteur de l'héparine impliqué dans le transport vésiculaire. Idéal pour les études de biologie vasculaire.

[En savoir plus](#)

| Paramètre                    | Valeur                                                                                                                                 |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit               | TMEM184A Rabbit pAb                                                                                                                    |
| Remarques / Alias            | SDMG1; TMEM184A                                                                                                                        |
| Espèce                       | Humain                                                                                                                                 |
| Identifiant du gène (Humain) | 202915                                                                                                                                 |
| Identifiant du gène          | 202915                                                                                                                                 |
| Immunogène                   | Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 324-413 de la TMEM184A humaine (NP_001091089.1) |
| Source                       | Lapin                                                                                                                                  |
| Catégorie                    | Anticorps polyclonaux                                                                                                                  |
| Application                  | WB, ELISA                                                                                                                              |
| Réactivité croisée           | Souris, Rat                                                                                                                            |
| SWISS                        | Q6ZMB5                                                                                                                                 |
| Poids de la protéine         | 46 kDa                                                                                                                                 |
| Expédition                   | Sachet de glace                                                                                                                        |