

Anticorps Polyclonal De Lapin Contre Tmem43 Pour Wb, Elisa - Q9Btv4

Numéro d'article: CM0025534

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la protéine TMEM43 (LUMA) humaine. Validé pour Western blot et ELISA ; réactivité croisée avec la souris. Adapté aux études sur la structure de l'enveloppe nucléaire, la signalisation immunitaire innée via la voie cGAS-STING et l'activation de NF-kappa-B. Détecte une bande de 45 kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	TMEM43 Rabbit pAb
Remarques / Alias	LUMA; ARVC5; ARVD5; AUNA3; EDMD7; AUNA2; TMEM43
Espèce	Humaine
GenelD (Humain)	79188
GenelD	79188
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 80 à 310 de la TMEM43 humaine (NP_077310.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humaine, Souris
SWISS	Q9BTV4
Poids de la protéine	45 kDa
Expédition	Sachet de glace