

## Tmem44 Pab De Lapin - Q2T9K0

Numéro d'article: CM0019917

### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-TMEM44 validé pour WB, IF/ICC et ELISA, avec une réactivité croisée chez la souris et le rat. Convient à la recherche sur la protéine transmembranaire humaine 44, une phosphoprotéine membranaire présentant des isoformes issues d'un épissage alternatif.

[En savoir plus](#)

| Paramètre          | Valeur                                                                                                                                 |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit     | TMEM44 pAb de lapin                                                                                                                    |
| Remarques/alias    | TMEM44                                                                                                                                 |
| Espèce             | Humaine                                                                                                                                |
| GeneID (humain)    | 93109                                                                                                                                  |
| GeneID             | 93109                                                                                                                                  |
| Immunogène         | Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 110 à 260 de la TMEM44 humaine (NP_001159777.1) |
| Source             | Lapin                                                                                                                                  |
| Catégorie          | Anticorps polyclonaux                                                                                                                  |
| Application        | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                                      |
| Réactivité croisée | Souris, rat                                                                                                                            |
| SWISS              | Q2T9K0                                                                                                                                 |
| Poids moléculaire  | 52 kDa                                                                                                                                 |
| Expédition         | Sac réfrigérant                                                                                                                        |