

Anticorps Polyclonal De Lapin Tmx2 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Y320

Numéro d'article: CM0019290



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin TMX2 (Q9Y320) pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Validé chez l'homme, la souris et le rat. Étudiez le rôle de la protéine transmembranaire liée à la thiorédoxine 2 dans la régulation redox et la fonction réticulum endoplasmique-mitochondries.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	TMX2 Rabbit pAb
Remarques/Alias	PIG26; CGI-31; PDIA12; NEDMCMS; TXNDC14; TMX2
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	51075
ID du gène	51075
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 128-296 de la protéine TMX2 humaine (NP_057043.1)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9Y320
Poids moléculaire de la protéine	34kDa
Expédition	Sac de glace