

Tnnt3 Lapin Pab - P45378

Numéro d'article: CM0015409

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la TNNT3 humaine (troponine T du muscle squelettique rapide) pour applications WB et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat.

Convient pour la recherche sur la contraction musculaire et les maladies.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	TNNT3 Lapin pAb
Remarques/Alias	TNTF ; DA2B2 ; bêta-TnTF ; TNNT3
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	7140
Identifiant du gène	7140
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 147-256 de la TNNT3 humaine (NP_001036246.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	P45378
Poids moléculaire de la protéine	32 kDa
Expédition	Sac de glace