

Anticorps Polyclonal De Lapin Tomm34 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q15785

Numéro d'article: CM0028490

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin TOMM34 validé pour WB, IF/ICC, ELISA. Cible le récepteur d'importation mitochondriale TOM34 ; réagit avec l'humain, la souris, le rat. Idéal pour les études sur l'importation des protéines mitochondriales et la fonction chaperon.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps polyclonal de lapin TOMM34
Remarques/Alias	TOM34 ; URCC3 ; HTOM34P ; TOMM34
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	10953
GeneID	10953
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-309 de TOMM34 humain (NP_006800.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q15785
Poids protéique	35 kDa
Expédition	Sac de glace