

Anticorps Monoclonal De Lapin Tomm7 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9POU1

Numéro d'article: CM0007057



Introduction

Anticorps monoclonal TOMM7 de lapin hautement spécifique validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Réagit avec des échantillons humains et murins. Idéal pour la recherche sur l'import mitochondrial, la mitophagie PINK1/Parkin et le complexe TOM.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	TOMM7 Anticorps monoclonal de lapin (mAb)
Remarques/Alias	TOM7; TOMM7
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	54543
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 37-55 de TOMM7 humain (NP_061932.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q9POU1
Poids moléculaire de la protéine	6 kDa
Expédition	Sac de glace