


Mab De Lapin Anti-Topoisomérase Ii Alpha/Top2A Pour Wb, If/Icc, If-P, Ihc-P, Elisa - P11388

Numéro d'article: CM0011770



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-topoisomérase II alpha/TOP2A pour WB, IF/ICC, IHC-P et ELISA. Validé chez l'humain, la souris et le rat. Immunogène : peptide synthétique de la région C-terminale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-topoisomérase II alpha/TOP2A
Remarques/Alias	TOP2 ; TP2A ; TOP2A ; TOP2alpha
Espèce	Humain
ID du gène	7153
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence comprise entre les acides aminés 1431 et 1531 de la topoisomérase II alpha/TOP2A humaine (NP_001058.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	P11388
Poids de la protéine	174 kDa
Expédition	Sac réfrigérant