

Tp53Bp1 Pab De Lapin - Q12888

Numéro d'article: CM0019150



Introduction

Le pAb de lapin anti-TP53BP1 est validé pour Western blot, IHC-P et ELISA. Réagit avec l'humain, la souris et le rat. Reconnaît la protéine de réparation de l'ADN 53BP1 de 214 kDa, essentielle pour la recherche sur la réparation des cassures double-brin et la recombinaison de commutation de classe.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	TP53BP1 pAb de lapin
Remarques / Alias	p202; 53BP1; TDRD30; p53BP1; TP53BP1
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	7158
ID du gène	7158
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 895-1031 de la TP53BP1 humaine (NP_005648.1).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q12888
Poids de la protéine	214 kDa
Expédition	Sac de glace