

Tp53I11 Lapin Pab - O14683

Numéro d'article: CM0017246

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre TP53I11 (PIG11) humain, validé pour WB, IHC-P et ELISA, avec réactivité croisée pour la souris et le rat. Conçu pour la recherche sur la signalisation p53 et l'apoptose.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	TP53I11 Lapin pAb
Remarques/Alias	PIG11; TP53I11
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	9537
GenelD	9537
Immunogène	Protéine recombinante; Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-70 de TP53I11 humain (NP_001245249.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O14683
Poids moléculaire	21kDa
Expédition	Sac de glace