


Anticorps Polyclonal De Lapin Traf4 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Buz4

Numéro d'article: CM0029536



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-TRAF4 de haute qualité validé pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Détecte le TRAF4 endogène dans des échantillons humains, de souris et de rat. Idéal pour les études sur la signalisation EGFR, l'apoptose et la différenciation cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	TRAF4 Rabbit pAb
Remarques / Alias	CART1, MLN62, RNF83, TRAF4
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	9618
GeneID	9618
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 251-470 de TRAF4 humain (NP_004286.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9BUZ4
Poids de la protéine	54kDa
Expédition	Sac de glace