


Acm Lapin Anti-Trail/Tnfsf10 - P50591

Numéro d'article: CM0004811



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin de haute qualité dirigé contre le TRAIL/TNFSF10 humain, validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reconnaît les protéines humaine, murine et de rat. Idéal pour la recherche sur l'apoptose et le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	AcM lapin anti-TRAIL/TNFSF10
Remarques/Alias	TL2 ; APO2L ; CD253 ; TANCR ; TRAIL ; Apo-2L ; TNLG6A
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	8743
GeneID	8743
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 114-281 du TRAIL/TNFSF10 humain (NP_003801.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P50591
Poids moléculaire de la protéine	12 kDa/33 kDa
Expédition	Sac de glace