


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Treml1 Pour Wb, Elisa - Q86Yw5

Numéro d'article: CM0017971



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le TREML1 humain (TLT-1, protéine 1 de type récepteur déclencheur exprimé sur les cellules myéloïdes) validé pour le Western blot et l'ELISA, avec réactivité croisée avec la souris et le rat. Convient pour la recherche sur l'immunité innée.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-TREML1
Remarques/Alias	TLT1 ; TLT-1 ; PRO3438 ; GLTL1825 ; dJ238O23.3 ; TREML1
Espèce	Humain
Identifiant du gène	340205
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 16-162 du TREML1 humain (NP_835468.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	Q86YW5
Poids moléculaire de la protéine	33 kDa
Expédition	Sac de glace