

Trim27 Lapin Pab - P14373

Numéro d'article: CM0024172

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin TRIM27 validé pour IHC-P et ELISA. Reconnaît le TRIM27 humain, murin et de rat, permettant la recherche sur les voies d'ubiquitination, d'apoptose, d'immunité innée et d'autophagie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	TRIM27 Lapin pAb
Remarques/Alias	RFP ; RNF76 ; TRIM27
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	5987
ID du gène	5987
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-200 du TRIM27 humain (NP_006501.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P14373
Poids protéique	58 kDa
Expédition	Sac de glace