

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Trim47 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q96Ld4

Numéro d'article: CM0019883

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre TRIM47 humain, validé pour WB, IF/ICC et ELISA ; détecte TRIM47 endogène chez l'humain, la souris et le rat. Convient aux études sur la voie de l'ubiquitine et le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	TRIM47 pAb de lapin
Remarques/Alias	GOA ; RNF100 ; TRIM47
Espèce	Humain
GenelD (humain)	91107
GenelD	91107
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 356 à 530 de TRIM47 humain (NP_258411.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	Q96LD4
Poids de la protéine	70 kDa
Expédition	Sac de glace