


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Trim5 Pour Wb, Elisa - Q9C035

Numéro d'article: CM0020938



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-TRIM5 de haute qualité, validé pour les applications WB et ELISA. Adapté aux échantillons humains et murins. Reconnaît la protéine TRIM5 endogène (Q9C035) pour la recherche sur la restriction rétrovirale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps polyclonal de lapin anti-TRIM5
Remarques/Alias	RNF88 ; TRIM5alpha ; TRIM5
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	85363
Identifiant du gène	85363
Immunogène	Peptide synthétique : un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 100 et 200 de la protéine TRIM5 humaine (NP_149083.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q9C035
Poids moléculaire de la protéine	56 kDa
Expédition	Sac de glace