


Pab De Lapin Anti-Trim5 - Q9C035

Numéro d'article: CM0021599



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-TRIM5 (pAb) validé pour le Western blot (WB) et l'ELISA. Détecte le TRIM5 endogène dans des échantillons humains, murins et de rat ; poids moléculaire prédit d'environ 56 kDa. Convient aux recherches sur l'immunité innée antivirale et l'autophagie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-TRIM5
Remarques/Alias	RNF88, TRIM5alpha, TRIM5
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	85363
GeneID	85363
Immunogène	Peptide synthétique : peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 100 et 200 du TRIM5 humain (NP_149083.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humaine, souris, rat
SWISS	Q9C035
Poids de la protéine	56 kDa
Expédition	Avec poche de glace