

Anticorps Polyclonal De Lapin Contre Triméthyl-Histone H3-K27 (Q16695/P68431) Pour Wb, Chip, Elisa

Numéro d'article: CM0000367



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin reconnaissant la lysine 27 triméthylée de l'histone H3 (SWISS Q16695/P68431). Validé pour WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ChIP, ChIP-seq, ELISA. Adapté à l'homme, la souris, le rat et d'autres espèces.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin contre TriMéthyl-Histone H3-K27
Remarques / Alias	H3t; H3.4; H3/g; H3FT; H3C16; HIST3H3; TriMéthyl-Histone H3-K27
Espèce	Humain
GeneID (humain)	H3
GeneID	8290/8350
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 de l'histone H3 humaine (NP_003520.1).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps méthylés
Applications	WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ChIP, ChIP-seq, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat, Autre (large spectre prévu)
SWISS	Q16695/P68431
Poids de la protéine	15 kDa
Expédition	Sac de glace