


## Trimethyl-Histone H3-K36 (K36Me3) Anticorps Monoclonal De Lapin, Q16695/P68431 - Wb, Chip-Seq, Ihc-P

Numéro d'article: CM0000295



### Introduction

Anticorps monoclonal de lapin TriMethyl-Histone H3-K36 (Q16695/P68431) pour WB, ChIP-seq, IHC-P. Détecte la modification K36me3 sur l'histone H3 chez l'homme, la souris, le rat. Convient pour la recherche en épigénétique et sur la chromatine.

[En savoir plus](#)

| Paramètre                   | Valeur                                                                                                     |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit              | Anticorps monoclonal de lapin TriMethyl-Histone H3-K36                                                     |
| Remarques/Alias             | H3.4 ; H3/g ; H3FT ; H3t ; HIST3H3 ; Histone H3 ; HIST1H3A ; TriMethyl-Histone H3-K36                      |
| Espèce                      | Humain                                                                                                     |
| GeneID (humain)             | 8290/ 8350                                                                                                 |
| GeneID                      | 8290/8350                                                                                                  |
| Immunogène                  | Peptide synthétique Un peptide synthétique triméthylé autour de K36 de l'histone H3 humaine (NP_003520.1). |
| Source                      | Lapin                                                                                                      |
| Catégorie                   | Anticorps Méthylés                                                                                         |
| Application                 | WB, DB, IHC-P, IP, ELISA, CHIP, ChIP-seq                                                                   |
| Réactivité croisée          | Humain, Souris, Rat, Autres (Large spectre prédit)                                                         |
| SWISS                       | Q16695/P68431                                                                                              |
| Poids moléculaire protéique | 15 kDa                                                                                                     |
| Expédition                  | Sac de glace                                                                                               |