

Anticorps Polyclonal De Lapin Triméthyl-Histone H3-K36 Pour La Recherche Épigénétique (Q16695/P68431)

Numéro d'article: CM0000267



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la lysine 36 triméthylée de l'histone H3.1t et H3.1 humaine (Q16695/P68431). Validé pour WB, ChIP, IF/ICC et ELISA avec une large réactivité inter-espèces. Idéal pour la recherche sur l'épigénétique et la chromatine.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Détail
Nom du produit	pAb lapin TriMéthyl-Histone H3-K36
Remarques / Alias	H3t; H3.4; H3/g; H3FT; H3C16; HIST3H3; TriMéthyl-Histone H3-K36
Espèce	Humain
GeneID (humain)	H3
GeneID	8290/8350
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence au sein des acides aminés 1-100 de l'histone H3 humaine (NP_003520.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps méthylés
Application	WB, IF/ICC, IHC-P, DB, ChIP, ChIP-seq, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat, Autre (large gamme prédite)
SWISS	Q16695/P68431
Poids de la protéine	15 kDa
Expédition	Sac isotherme