


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Histone H3 Triméthylé K4 (H3K4Me3) - Q16695/P68431 Pour Chip-Seq Et Wb

Numéro d'article: CM0000396



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin reconnaissant la lysine 4 triméthylée de l'histone H3 (Q16695/P68431). Validé pour WB, IHC-P, ChIP-seq, ELISA. Convient à la recherche sur les biomarqueurs épigénétiques et au développement de tests de diagnostic in vitro (DIV).

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps polyclonal de lapin anti-histone H3 triméthylé K4
Remarques/Alias	H3t ; H3.4 ; H3/g ; H3FT ; H3C16 ; TriMethyl-Histone H3-K4
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	H3
ID de gène	8290/8350
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 1-100 de l'histone H3 humaine (NP_003520.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps méthylés
Application	WB, DB, IHC-P, ELISA, ChIP, ChIP-seq
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat, Autre (large gamme prédite)
SWISS	Q16695/P68431
Poids de la protéine	15 kDa
Expédition	Sac de glace