


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Trimethyl-Histone H3-K4 (Q16695 / P68431) Pour La Recherche Épigénétique Et Les Applications Chip, Wb, Elisa

Numéro d'article: CM0000312



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre la lysine 4 triméthylée de l'histone H3 humaine (Q16695/P68431). Validé pour WB, DB, IHC-P, IF/ICC, ELISA, ChIP. Réactivité croisée avec l'Humain, la Souris, le Rat. Idéal pour les études épigénétiques et le développement d'essais IVD.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Description
Nom du produit	AcM de lapin anti-TriMethyl-Histone H3-K4
Remarques/Alias	H3.4 ; H3/g ; H3FT ; H3t ; HIST3H3 ; Histone H3 ; HIST1H3A
Espèce	Humain
GeneID (humain)	8290/ 8350
GeneID	8290/8350
Immunogène	Peptide synthétique ; un peptide synthétique triméthylé autour de K4 de l'histone H3 humaine (NP_003520.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps méthylés
Application	WB, DB, IHC-P, IF/ICC, ELISA, ChIP
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat, Autres (large gamme prédite)
SWISS	Q16695/P68431
Poids moléculaire protéique	15 kDa
Expédition	Sac de glace