

Ac Mac De Lapin Trimethyl-Histone H3-K4 - Q16695/P68431 - Anticorps Wb, Ihc-P, If, Chip

Numéro d'article: CM0000330



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin reconnaissant l'histone H3 triméthylée à la lysine 4 (H3K4me3). Convient pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA et ChIP. Réactivité croisée prédite avec l'humain, la souris et le rat. Poids protéique de 15 kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Ac mAc de Lapin TriMethyl-Histone H3-K4
Remarques/Alias	H3.4; H3/g; H3FT; H3t; HIST3H3; Histone H3; HIST1H3A; TriMethyl-Histone H3-K4
Espèce	Humain
GeneID (humain)	8290/ 8350
GeneID	8290/8350
Immunogène	Un peptide triméthylé synthétique autour de la K4 de l'histone H3 humaine (NP_003520.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Méthylés
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA, ChIP
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat, Autre (Large Gamme Prédite)
SWISS	Q16695/P68431
Poids de la Protéine	15kDa
Expédition	Sac de glace