


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Triméthyl-Histone H3-K56 (Q16695/P68431) Pour Wb, If/Icc, Elisa, Chip-Seq

Numéro d'article: CM0000296



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin hautement spécifique anti-TriMéthyl-Histone H3-K56 reconnaissant la lysine 56 triméthylée de l'H3.1/H3.1t humaine. Validé pour WB, IF/ICC, ELISA et ChIP-seq ; réactivité croisée avec l'humain, la souris, le rat et d'autres espèces.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps polyclonal (pAb) de lapin anti-TriMéthyl-Histone H3-K56
Remarques/Alias	H3t ; H3.4 ; H3/g ; H3FT ; H3C16 ; HIST3H3 ; TriMéthyl-Histone H3-K56
Espèce	Humain
ID de gène (humain)	H3
ID de gène	8290/8350
Immunogène	Un peptide synthétique triméthylé autour de la K56 de l'histone H3 humaine (NP_003520.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps méthylés
Application	WB, IF/ICC, ELISA, ChIP-seq
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat, Autre (large gamme prédite)
SWISS	Q16695/P68431
Poids de la protéine	15 kDa
Expédition	Sac de glace