


Anticorps Polyclonal De Lapin Trimethyl-Histone H3-K64 (Q16695/P68431) (Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa)

Numéro d'article: CM0000298



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin TriMethyl-Histone H3-K64 pour Western blot, IHC-paraffine, IF/ICC et ELISA. Prédit pour reconnaître la lysine 64 triméthylée de l'histone H3 humaine, de souris, de rat et d'autres espèces. Idéal pour la recherche épigénétique et sur la chromatine.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	pAc Lapin TriMethyl-Histone H3-K64
Remarques/Alias	H3t; H3.4; H3/g; H3FT; H3C16; HIST3H3; TriMethyl-Histone H3-K64
Espèce	Humain
GeneID (humain)	H3
GeneID	8290/8350
Immunogène	Peptide synthétique, un peptide triméthylé synthétique autour de K56 de la TriMethyl-Histone H3-K64 humaine (NP_003520.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Méthylés
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat, Autre (Large Gamme Prédite)
SWISS	Q16695/P68431
Poids Protéique	15 kDa
Expédition	Sac de glace