

Anticorps Polyclonal De Lapin Trimethyl-Histone H3-K79 (Q16695 / P68431) Pour Wb, Chip, Épигénétique

Numéro d'article: CM0000327



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin spécifique de l'histone H3 triméthylée à la lysine 79 (H3K79me3). Convient pour WB, DB, IHC-P, ELISA, ChIP. Réagit croisé avec l'humain, la souris, le rat. Outil clé pour la recherche sur la chromatine et l'épигénétique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	pAc Lapin TriMethyl-Histone H3-K79
Remarques/Alias	H3t; H3.4; H3/g; H3FT; H3C16; HIST3H3; TriMethyl-Histone H3-K79
Espèce	Humain
GeneID (humain)	H3
GeneID	8290/8350
Immunogène	Un peptide triméthylé synthétique autour de K79 de l'histone H3 humaine (NP_003520.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Méthylés
Application	WB, DB, IHC-P, ELISA, ChIP
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat, Autre (Large Gamme Prédite)
SWISS	Q16695/P68431
Poids Protéique	15 kDa
Expédition	Sac de glace