

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Histone H3 Tri-Méthylée (K9) - Q16695/P68431 | Wb, Chip, Ihc, Elisa

Numéro d'article: CM0000395



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant la triméthylation sur la lysine 9 de l'histone H3 (Q16695/P68431). Adapté aux applications de Western blot, ChIP, immunohistochimie et ELISA dans de multiples espèces.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-Histone H3-K9 tri-méthylée
Remarques/Alias	H3t ; H3.4 ; H3/g ; H3FT ; H3C16 ; HIST3H3 ; Histone H3-K9 tri-méthylée
Espèce	Humain
GeneID (humain)	H3
GeneID	8290/8350
Immunogène	Peptide synthétique - Un peptide synthétique triméthylé autour de K9 de l'histone H3 humaine (NP_003520.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps méthylés
Application	WB, DB, IHC-P, IF/ICC, ELISA, ChIP
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat, Autres (Large spectre prédit)
SWISS	Q16695/P68431
Poids moléculaire de la protéine	15 kDa
Expédition	Sac de glace