


Anticorps Monoclonal De Lapin Trimethyl-Histone H4-K20 (P62805) Pour Wb, Ihc-P, If/Icc

Numéro d'article: CM0000315



Introduction

Le mAb de lapin TriMethyl-Histone H4-K20 (P62805), validé pour WB, DB, IHC-P, IF/ICC et ELISA, détecte la lysine 20 triméthylée de l'histone H4 chez l'homme, la souris et le rat. Cet anticorps monoclonal recombinant de 11 kDa soutient la recherche en biologie épigénétique et de la chromatine.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin TriMethyl-Histone H4-K20
Remarques/Alias	H4; H4/n; H4C1; H4C2; H4C3; H4C4; H4C5; H4C6; H4C8; H4C9; H4F2; H4FN; FO108; H4-16; H4C11; H4C12; H4C13; H4C15; H4C16; HIST2H4; HIST2H4A
Espèce	Humain
GeneID (humain)	8359
GeneID	8359
Immunogène	Peptide synthétique
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps méthylés
Application	WB, DB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat, Autre (Large gamme prédite)
SWISS	P62805
Poids moléculaire de la protéine	11 kDa
Expédition	Sac de glace