


Anticorps Polyclonal De Lapin Trimethyl-Histone H4-K20 Pour Wb/Ihc/If (P62805)

Numéro d'article: CM0000257



Introduction

Découvrez le pAb de Lapin TriMethyl-Histone H4-K20 (P62805) de CamelBio pour WB, IHC-P, IF/ICC, DB, ELISA. Spécifique pour l'humain, la souris, le rat, et plus. Idéal pour la recherche épigénétique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	pAb de Lapin TriMethyl-Histone H4-K20
Remarques/Alias	H4; H4/n; H4C1; H4C2; H4C3; H4C4; H4C5; H4C6; H4C8; H4C9; H4F2; H4FN; FO108; H4-16; H4C11; H4C12; H4C13; H4C15; H4C16; HIST2H4; HIST2H4A; TriMethyl-Histone H4-K20
Espèce	Humain
GeneID (humain)	H4
GeneID	8359
Immunogène	Peptide synthétique; Un peptide triméthylé synthétique autour de la K20 de l'histone H4 humaine (NP_003529.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Méthylés
Application	WB, DB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat, Autre (Large Gamme Prédite)
SWISS	P62805
Poids Protéique	11kDa
Expédition	Sac de glace