

Anticorps Polyclonal Triobp Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q9H2D6

Numéro d'article: CM0030334

Introduction

Anticorps polyclonal TRIOBP (Humain, Souris) validé pour WB, IHC-P, ELISA. Essentiel pour l'organisation du cytosquelette d'actine et la formation des racines des stéréocils. Idéal pour des applications de diagnostic et de recherche.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	TRIOBP Lapin pAb
Remarques/Alias	TARA; TAP68; DFNB28; dj37E16.4; HRIHFB2122; TRIOBP
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	11078
GeneID	11078
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 180-310 de TRIOBP humain (NP_008963.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q9H2D6
Poids de la protéine	261kDa
Expédition	Sac de glace