


## Anticorps Monoclonal Lapin Trka Pour Wb, Elisa - P04629

Numéro d'article: CM0005670



### Introduction

Anticorps monoclonal lapin TrkA pour WB et ELISA. Détecte le récepteur tyrosine kinase TrkA/NTRK1 humain, souris et rat. Idéal pour la recherche sur la signalisation neurotrophique et l'oncogénèse.

[En savoir plus](#)

| Paramètre          | Valeur                                                                                                                                  |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du Produit     | TrkA Lapin mAb                                                                                                                          |
| Remarques/Alias    | MTC; TRK; TRK1; TRKA; Trk-A; p140-TrkA; TrkA                                                                                            |
| Espèce             | Humain                                                                                                                                  |
| GeneID (Humain)    | 4914                                                                                                                                    |
| GeneID             | 4914                                                                                                                                    |
| Immunogène         | Peptide Synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 697-796 de TrkA humaine (P04629). |
| Source             | Lapin                                                                                                                                   |
| Catégorie          | Anticorps Monoclonaux                                                                                                                   |
| Application        | WB, ELISA                                                                                                                               |
| Réactivité Croisée | Souris, Rat                                                                                                                             |
| SWISS              | P04629                                                                                                                                  |
| Poids Protéique    | 87kDa                                                                                                                                   |
| Expédition         | Sac de glace                                                                                                                            |