

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Trka Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P04629

Numéro d'article: CM0020233



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin contre le récepteur NGF de haute affinité (TrkA) validé pour WB, IHC-P et ELISA. Réagit avec l'humain, la souris, le rat. Idéal pour les applications de recherche en neurosciences et en oncologie. UniProt : P04629.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	TrkA Lapin pAb
Remarques/Alias	MTC; TRK; TRK1; TRKA; Trk-A; p140-TrkA; TrkA
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	4914
GeneID	4914
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-280 du TrkA humain (NP_002520.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P04629
Poids de la protéine	87kDa
Expédition	Sac de glace