


Trkb Lapin Pab Pour Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - Q16620

Numéro d'article: CM0020768



Introduction

TrkB Lapin pAb est un anticorps polyclonal produit contre le TrkB humain (aa 32-430). Validé pour WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Réagit avec l'humain, la souris, le rat. Convient pour la recherche en neurobiologie et en signalisation des récepteurs.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	TrkB Lapin pAb
Remarques/Alias	OBHD; TRKB; DEE58; trk-B; EIEE58; GP145-TrkB; TrkB
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	4915
GeneID	4915
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q16620
Poids moléculaire protéique	92 kDa
Expédition	Sac de glace