


Anticorps Polyclonal De Lapin Trmt112 Pour Wb, Elisa - Q9Ui30

Numéro d'article: CM0014873



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le TRMT112 humain, une sous-unité de méthyltransférase multifonctionnelle impliquée dans la méthylation de l'ARNr, de l'ARNt et des protéines. Validé pour WB et ELISA, réagit croisé avec l'humain, la souris et le rat. Idéal pour la recherche épigénétique et sur la traduction.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	TRMT112 Lapin pAb
Remarques/Alias	TRM112; HSPC152; HSPC170; hTrm112; TRMT11-2; TRMT112
Espèce	Humain
GeneID (humain)	51504
GeneID	51504
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-125 du TRMT112 humain (NP_057488.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9Ui30
Poids moléculaire	14kDa
Expédition	Sac de glace