


Trpv6 Ac Polyclonal De Lapin - Q9H1D0

Numéro d'article: CM0015632



Introduction

Cette Ac polyclonal de lapin anti-TRPV6 détecte le TRPV6 humain, murin et de rat, un canal sélectif du calcium essentiel à l'absorption intestinale du Ca^{2+} et à l'homéostasie. Convient pour WB, IHC-P et ELISA.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	TRPV6 Ac polyclonal de lapin
Remarques/Alias	CAT1; CATL; ZFAB; ECAC2; ABP/ZF; HRPTTN; LP6728; HSA277909; TRPV6
Espèce	Humain
GeneID (humain)	55503
GeneID	55503
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1 à 100 du TRPV6 humain (NP_061116.5)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	Q9H1D0
Poids de la protéine	87 kDa
Expédition	Sac de glace