

Trub1 Lapin Pab - Q8Wwh5

Numéro d'article: CM0022368



Introduction

TRUB1 Lapin pAb est un anticorps polyclonal pour le Western Blot (WB) et l'ELISA, détectant le TRUB1 humain, de souris et de rat, une pseudouridylate synthase impliquée dans la pseudouridylation des ARNm et des ARNt.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	TRUB1 Lapin pAb
Remarques/Alias	PUS4; TRUB1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	142940
GeneID	142940
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 100-280 du TRUB1 humain (NP_631908.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q8WWH5
Poids de la protéine	37kDa
Expédition	Sac de glace