


Anticorps Monoclonal Lapin Tsfm Pour Wb, If/Icc, Ip, Elisa - P43897

Numéro d'article: CM0003934



Introduction

Anticorps Monoclonal Lapin TSFM pour la détection du facteur d'élongation mitochondrial Ts dans WB, IF/ICC, IP, ELISA. Réagit de manière croisée avec l'humain, la souris, le rat. Convient pour la recherche sur la traduction mitochondriale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	TSFM Lapin mAb
Remarques/Alias	EFTS; EFTSMT; TSFM
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	10102
GeneID	10102
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 du TSFM humain (P43897).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P43897
Poids Protéique	35kDa
Expédition	Sac de glace