

Mab De Lapin Anti-Tsg101/Vps23 Pour Wb, Elisa - Q99816

Numéro d'article: CM0010778



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin de haute spécificité dirigé contre TSG101 (sous-unité du complexe ESCRT-I), validé pour WB et ELISA. Réagit avec des échantillons humains, de souris et de rat. Idéal pour la recherche sur le trafic vésiculaire et le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-TSG101/VPS23
Remarques / Alias	TSG10 ; VPS23
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	7251
GeneID	7251
Immunogène	Peptide synthétique
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Applications	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q99816
Poids de la protéine	44 kDa
Expédition	Sachet réfrigérant