


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Tspan15 Pour Wb Et Elisa - O95858

Numéro d'article: CM0013763



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la Tétraspasmine-15 (TSPAN15), validé pour WB et ELISA. Convient aux échantillons humains, de souris et de rat. Idéal pour l'étude du trafic d'ADAM10, de la signalisation Notch et de l'adhésion cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	TSPAN15 Lapin pAb
Remarques/Alias	NET7; NET-7; TM4SF15; 2700063A19Rik; TSPAN15
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	23555
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 110-220 de la TSPAN15 humaine (NP_036471.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O95858
Poids moléculaire	33kDa
Expédition	Sac de glace