


Anticorps Polyclonal De Lapin Tsr1 Pour Wb - Q2NI82

Numéro d'article: CM0025899



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la protéine TSR1 humaine, adapté pour WB et ELISA. Détecte la TSR1 endogène dans des échantillons humains et de souris ; outil essentiel pour la recherche sur la biogenèse des ribosomes. Expédition : sac de glace.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	TSR1 Rabbit pAb
Remarques/Alias	TSR1
Espèce	Humaine
GeneID (Humain)	55720
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 455-804 de la TSR1 humaine (NP_060598.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q2NL82
Poids de la protéine	92 kDa
Expédition	Sac de glace