

Ttk Rabbit Pab - Ttk

Numéro d'article: CM0019887

Introduction

TTK Rabbit pAb est un anticorps polyclonal élevé contre un fragment recombinant de la protéine TTK humaine. Convient pour les applications WB et ELISA, il présente une réactivité croisée avec des échantillons humains, de souris et de rat, avec une taille de bande attendue de 96-97 kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	TTK Rabbit pAb
Alias	ESK; PYT; CT96; MPH1; MPS1; MPS1L1; TTK
Espèce	Humain
ID de gène	7272
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 536-789 du TTK humain (NP_003309.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
Poids de la protéine	96kDa/97kDa
Expédition	Sac de glace