

Tusc2 Lapin Pab - O75896

Numéro d'article: CM0030646

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin (pAb) anti-TUSC2 ciblant la protéine candidate suppresseur de tumeur 2 (FUS1). Convient pour les applications de Western blot, d'immunohistochimie et d'ELISA avec réactivité croisée pour les espèces humaine, souris et rat. Un outil fiable pour la recherche en biologie du cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	TUSC2 Lapin pAb
Remarques/Alias	PAP; FUS1; PDAP2; C3orf11; TUSC2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	11334
GeneID	11334
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-110 de TUSC2 humain (NP_009206.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O75896
Poids de la protéine	12kDa
Expédition	Sac de glace