

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Twist2 Pour Wb, Elisa - Q8Wvj9

Numéro d'article: CM0027582

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre TWIST2 humain (bHLHa39, Dermo-1), validé pour WB et ELISA, réagit croisée avec la souris et le rat. Convient pour l'étude de la régulation transcriptionnelle, de l'ostéogenèse et des réponses inflammatoires.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	TWIST2 Lapin pAb
Remarques/Alias	AMS; FFDD3; BBRSAY; Dermo1; SETLSS; bHLHa39; TWIST2
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	117581
Immunogène	Peptide synthétique : Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 de TWIST2 humain (NP_476527.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	Q8WVJ9
Poids moléculaire	18kDa
Expédition	Sac de glace