

Anticorps Polyclonal De Lapin Contre Tyro3 Pour Wb, Elisa - Q06418

Numéro d'article: CM0017384



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin contre Tyro3 validé pour WB et ELISA. Détecte Tyro3 humain, réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour étudier la signalisation médiée par Tyro3, la neuroprotection et les mécanismes d'entrée virale dans des applications de recherche.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Tyro3 Rabbit pAb
Remarques / Alias	BYK; Dtk; RSE; Rek; Sky; Tif; Etk-2; Tyro3
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	7301
ID du gène	7301
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 290-430 de Tyro3 humain (NP_006284.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	Q06418
Poids de la protéine	97 kDa
Expédition	Sac de glace