

Ube2D1 Lapin Pab Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P51668

Numéro d'article: CM0024097



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre UBE2D1 (UBCH5/UBC4/5) pour Western blot, IHC-P et ELISA. Reconnaît les protéines humaines, murines et de rat. Utile pour étudier la conjugaison de l'ubiquitine et les voies de dégradation des protéines.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	UBE2D1 Lapin pAb
Remarques/Alias	SFT; UBCH5; UBC4/5; UBCH5A; E2(17)KB1; UBE2D1
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	7321
ID du gène	7321
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-147 de l'UBE2D1 humain (NP_003329.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P51668
Poids protéique	17kDa
Expédition	Sac de glace