

Anticorps Polyclonal De Lapin Contre Ube2F Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q969M7

Numéro d'article: CM0025491



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant UBE2F (enzyme de conjugaison du NEDD8 2). Validé pour Western blot, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Réactivité croisée avec l'homme, la souris et le rat. Adapté à l'étude des voies de neddylation et de modification des cullines.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	UBE2F Rabbit pAb
Remarques / Alias	NCE2 ; UBE2F
Espèce	Humain
GeneID	140739
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 185 d'UBE2F humain (NP_542409.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q969M7
Poids de la protéine	21 kDa
Expédition	Sac de glace